


Micro des Clavares ssl.

SPORES

Mesurer les spores les plus fréquentes (sans tenir compte de l'apicule ou des verrues),
Noter leurs formes, épaisseur des parois et apprécier la forme des verrues; densité, dimension,
disposition et situation de l'apicule par rapport à l'axe de la spore.

Méthode : Bleu Coton chauffé pour ornements et cyanophilie, et observation dans Réan
Ou Bleu Coton Acétique chauffé. Dans H₂O pour la couleur des spores



BASIDES

Mesurer longueur et largeur de plusieurs basides matures (Attention basidioles souvent plus longues). Voir si le pied de la baside est bouclé ou non. Noter le nombre de stérigmates


Méthode : Sur exsiccata : Regonfler avec Réan > Rouge Congo ou KOH+Phloxine

(La paroi des basides, et des hyphes = verdâtre, beige verdâtre ou gris verdâtre dans eau)

HYPHES

Mettre en évidence présence ou absence de boucles. Noter la présence éventuelle d'hyphes squelettiques. Fréquence des hyphes oléifères et forme des cristaux (rhizomorphes).

Méthode : RCA. Pour les incrustations Nitrate d'Argent (sur matériel sec) et Melzer (sur le frais)



Spores hyalines

Ramaria

Sct. *Botrytis* Sp. striées boucles+
Sct. *Laeticolora* Sp. verruq
Sct. *Fennicae* Sp. verruq. Boucles+
Sct. *Brunnae*
Sct. *Pallidae* Sp. verruq. Boucles0
Sct. *Albidae*

Echinoramaria Sp.échinulées boucles+

Sct. *Grandisporae* Orn. (0,5-4µm)
Sct. *Flaccidae* Orn<1µm
Sct. *Virescentes* Orn<1µm

Lentomaria Sp. verruq.

Boucles+
Sct. *Suecicae*
Sct. *Apiculatae*
Sct. *Strictae* Hyphes paroi épaisse

Spores jaunâtres à jaunes

Clavaria Sp. subglobuleuses

Hyphes non bouclées

Clavulina Sp. globuleuses basides

bisporiques boucles+

Clavulinopsis Sp. Non allongées boucles+

Ramariopsis

Clavariadelphus Sp. larmiformes

Macrotyphula Sp. globuleuses

Typhula

Pistillaria